




Selbsttest

1



Testmaterial und etwas Knete bereitlegen.

2




Watteträger 5 x in jedem Nasenloch rollen.

3



Watteträger in die Knete stecken.

4




Röhrchen öffnen.

5











Watteträger im Röhrchen 1 Minute auswaschen.

6



Watteträger ausdrücken und herausnehmen.

7	 <p>Watteträger in den Abfall werfen.</p>
8	 <p>Röhrchen zu machen.</p>
9	 <p>4 Tropfen</p> <p>4 Tropfen auf die Testkassette geben.</p>
10	 <p>Röhrchen in den Abfall werfen</p>
11	 <p>15 Minuten warten.</p>

Ergebnis		
 <p>Test negativ</p>	 <p>Test positiv</p>	 <p>Test ungültig</p>