

Die drei MetaTalkDE Vokabulare mit ausgeblendeten Tasten

Zu Übungszwecken kann es hilfreich sein, nur einige benötigte Tasten einzublenden, z.B. die zum Lesen eines Buches benötigten Tasten. In den Vokabularen wurde nichts gelöscht, mit Ausnahme der Tasten auf der Homeseite und in der Festen Leiste wurden jedoch alle Tasten ausgeblendet (Tasteneditorfunktion „Taste sichtbar an/aus“). Im Editiermodus werden die ausgeblendeten Tasten noch blass dargestellt, damit ihre Belegung erkennbar ist. Nach Verlassen des Editiermodus sind alle ausgeblendeten Tasten weiß. Beispiel für die Nutzung eines ausgeblendeten Vokabulares: <https://youtu.be/HKq9PBYMKCo>

